

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Sure Seal laryngxmaske engangs, silikone/PVC, steril

Sure Seal laryngxmasken anvendes for at opnå og fastholde kontrol med luftvejene under rutinemæssige anæsthesiprocedurer hos fastende patienter med enten spontan eller positiv trykventilation (PPV).

Masken sikrer også hurtig luftvej i kendte eller uventede vanskelige luftvejsituationer.

Produktet er bedst egnet til anvendelse i særlige kirurgiske procedurer, hvor endotrakeal intubation ikke er nødvendig.



Indholdsstoffer/materiale:	Silikone
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ila
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	Produktet er til engangsbrug

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Sure Seal laryngxmaske engangs, silikone/PVC, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1854059	Rüsch Sure Seal laryngxmaske	engangs, silikone/PVC, steril	str 1	æske a 10 stk	105300-00010
1854060	Rüsch Sure Seal laryngxmaske	engangs, silikone/PVC, steril	str 1,5	æske a 10 stk	105300-00015
1854061	Rüsch Sure Seal laryngxmaske	engangs, silikone/PVC, steril	str 2	æske a 10 stk	105300-00020
1854062	Rüsch Sure Seal laryngxmaske	engangs, silikone/PVC, steril	str 2,5	æske a 10 stk	105300-00025
1854063	Rüsch Sure Seal laryngxmaske	engangs, silikone/PVC, steril	str 3	æske a 10 stk	105300-00030
1854064	Rüsch Sure Seal laryngxmaske	engangs, silikone/PVC, steril	str 4	æske a 10 stk	105300-00040
1854066	Rüsch Sure Seal laryngxmaske	engangs, silikone/PVC, steril	str 6	æske a 10 stk	105300-00060