

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Tracheofix TFP sæt, uden cuff

Tracheofix -sættet kan bruges til at opnå et positivt patientresultat ved intensivterapi i øre,- næse- og halsenheder samt ved langsigtede behandlingsmiljøer, inklusiv hjemmepleje.

Den blide kurve muliggør let vedligeholdelse af røret under patientpleje.

Komponenter:

- Tracheostomirør
- 4 farvekodede indre kanyler:
 - o 1 indre kanyle med 15 mm connector med formonteret fikseringsring (lang)
 - o 1 indre kanyle med 15 mm lavprofilconnector (kort)
 - o 1 indre kanyle med 15 mm connector, fonering, formonteret fikseringsring (lang)
 - o 1 indre kanyle med lavprofilconnector, fonering (kort)
- Fastgørelsesring
- Hoveddæksel
- Foneringsventil med O2-adapter
- Komfortabelt nakkeband
- Indsættelsehjælp (obturator)



Indholdsstoffer/materiale: Polyvinylchlorid (PVC)

PVC/ftalater: Ja/Nej

Latex: -

CE klassifikation: IIa

Steril: Nej

Opbevaring: Tørt og uden for direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: -

Bortskaffelse af vare: I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Tracheofix TFP sæt, uden cuff

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1886203	Rüsch Tracheofix	TFP sæt, uden cuff	8,5 mm	Æske a 5 stk	121420- 000085