

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Tracheofix taleventil, steril

Taleventil med O2-adapter til 15 mm connector.

Produktet er til engangsbrug og bør ikke resteriliseres.



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	-
CE klassifikation:	Ila
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt og uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1886233	Rüsch Tracheofix	taleventil, steril	15 mm	Æske a 2 stk	121450-00000