

PRODUKTDATABLAD

Flexicare tube, endotracheal oral/nasal, u/cuff, Murphy eye, steril

Flexicare tuber med en smallere diameter har stemmelæbemærkning, der begynder tæt på spidsen, for at sikre korrekt placering af Murphy Eye. Stemmelæbemærkningen er tydeligt trykt på tuben for at sikre korrekt placering.

- Særlig velegnet til pædiatriske patienter
- 15 mm male konnekter
- Glat facetslebet tip
- Afrundet /skråt skåret spids
- Murphys eye
- Kontinuerlig røntgentråd til verificering af tubeplacering
- Tydelig stemmelæbemærkning til identifikation af korrekt placering
- Længde og størrelse ses på tuben



Indholdsstoffer/materiale:	PP, medicinsk PVC, rustfrit stål og silikone
PVC/ftalater:	Ja/Nej (DEHP-fri)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja, ETO-steriliseret
Opbevaring:	Koldt og tørt samt uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	4 år – se holdbarhedsdato på emballagen
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

2041-0301-01 / 27.02.2018

PRODUKTDATABLAD

Flexicare tube, endotracheal oral/nasal, u/cuff, Murphy eye, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1883250	Flexicare tube	Endotracheal oral/nasal, u/cuff, Murphy eye, steril	Str. 3	Æske a 10 stk.	038-961-030
1883251	Flexicare tube	Endotracheal oral/nasal, u/cuff, Murphy eye, steril	Str. 3,5	Æske a 10 stk.	038-961-035
1883252	Flexicare tube	Endotracheal oral/nasal, u/cuff, Murphy eye, steril	Str. 4	Æske a 10 stk.	038-961-040
1883253	Flexicare tube	Endotracheal oral/nasal, u/cuff, Murphy eye, steril	Str. 4,5	Æske a 10 stk.	038-961-045
1883254	Flexicare tube	Endotracheal oral/nasal, u/cuff, Murphy eye, steril	Str. 5	Æske a 10 stk.	038-961-050
1883255	Flexicare tube	Endotracheal oral/nasal, u/cuff, Murphy eye, steril	Str. 5,5	Æske a 10 stk.	038-961-055
1883256	Flexicare tube	Endotracheal oral/nasal, u/cuff, Murphy eye, steril	Str. 6	Æske a 10 stk.	038-961-060
1883257	Flexicare tube	Endotracheal oral/nasal, u/cuff, Murphy eye, steril	Str. 6,5	Æske a 10 stk.	038-961-065
1883258	Flexicare tube	Endotracheal oral/nasal, u/cuff, Murphy eye, steril	Str. 7	Æske a 10 stk.	038-961-070

2041-0301-01 / 27.02.2018