

PRODUKTDATABLAD


Altech Cirkelsystem, tubeforlænger, lige, med flexslange

Lige tubeforlænger med flexslange.

Tubeforlænger er et mellemstykke, der kan forbinde trachealtuben til respirationssystemet.

Forlænger udvider den kunstige luftvej mellem patienten og cirkelsystemet.

- Patientkonnektoren er 15 mm
- Konnektoren til cirkelsystemet er 22mm



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja, ETO-steriliseret

Opbevaring: -

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år – se holdbarhed på emballage

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Altech Cirkelsystem, tubeforlænger, lige, med flexslange

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1820078	Altech Cirkelsystem	Tubeforlænger lige, med flexslange	Æske a 50 stk.	AL-67300.V001