

# PRODUKTDATABLAD

## Altech Cirkelsystem, tubeforlænger med dobbelt swirvel, albue og sugeport

Tube­for­læ­nger med swir­vel. Tube­for­læ­ngen er et mel­lem­stykke, der kan for­bin­de tra­che­altu­ben til res­pi­ra­tion­ssys­te­met.

Patientens kon­nek­tor kan dre­jes 360 gra­der, og der skal være 2 por­te til sug­ning og bron­kos­kopi.

An­ven­des til vok­sne.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polypropylen
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja, ETO-steriliseret
<b>Opbevaring:</b>	-
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år – se holdbarhed på emballage
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

Altech Cirkelsystem, tubeforlænger med dobbelt swirvel, albue og sugoport

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1820130	Altech Cirkelsystem	Tube forlænger med dobb. swirvel, albue og sugoport	Voksen	Æske a 50 stk. – Krt. a 72 æsker	AL-17300.V010