

PRODUKTDATABLAD

Altech Cirkelsystem, tubeforlænger med albue og sugoport

Tubeforlænger med swirvel. Tubeforlænger er et mellemstykke, der kan forbinde trachealtuben til respirationssystemet.

Patientens konektor kan drejes 360 grader, og der skal være 2 porte til sugning og bronkoskopi.

Anvendes til børn og spædbørn.



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja, ETO-steriliseret
Opbevaring:	-
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år – se holdbarhed på emballage
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Altech Cirkelsystem, tubeforlænger med albue og sugoport

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1820131	Altech Cirkelsystem	Tubeforlænger med albue og sugoport	Barn	Æske a 30 stk. – Krt. a 72 æsker	AL-13300.V005