


# PRODUKTDATABLAD

## Altech Cirkelsystem, tubeforlænger

Tubeforlænger med flexslange.

Tubeforlænger er et mellemstykke, der kan forbinde trachealtuben til respirationssystemet.

Forlænger udvider den kunstige luftvej mellem patienten og cirkelsystemet.



- Patientkonnektoren er 15 mm
- Konnektoren til cirkelsystemet er 22mm

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polypropylen
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja, ETO-steriliseret

**Opbevaring:** -

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 5 år. Se holdbarhed på emballage

**Bortskaffelse af vare:** Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

## Altech Cirkelsystem, tubeforlænger

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1820132	Altech Cirkelsystem	Tubeforlænger	Voksen	Æske a 50 stk. – Krt. a 72 æsker	AL-67300.V005