


PRODUKTDATABLAD

Altech Cirkelsystem dobbelt swivel

Tube forlænger uden slange og med dobbelt swivel.

Tube forlænger er et mellemstykke, der kan forbinde trachealtuben til respirationssystemet.



Deadspace: 3 ml

Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja, ETO-steriliseret
Opbevaring:	-
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år – se holdbarhed på emballage
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Altech Cirkelsystem dobbelt swirvel

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1820133	Altech Cirkelsystem	Dobbelt swirvel	Voksen	Æske a 30 stk. – Krt. a 90 æsker	AL-10000.V004