


PRODUKTDATABLAD

Altech Cirkelsystem, forlængerslange, ekspanderbar

Ekspanderbar forlængerslange 2 m lang og har 22 mm konnektorer.

Forlængerslange anvendes til at levere ilt og anæstetiske gasser til patienten samt eliminere CO².



Indholdsstoffer/materiale:	Polyethylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt samt væk fra direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år – se holdbarhed på emballage
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Altech Cirkelsystem, forlængerslange, ekspanderbar

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1820143	Altech Cirkelsystem	Forlængerslange, ekspanderbar	2 meter	Æske a 60 stk. – Krt. a 72 æsker	AL-1003.V001