

PRODUKTDATABLAD

Surflo skalpvenekanyle, 30 cm slange

Surflo skalpvenekanyle med vinger er skarp og silikonecoated, hvilket gør kanylen nem at placere. Den er designet for optimal komfort for patient under brug.

Vingerne er farvekodede for let udvælgelse af korrekt størrelse og den 30 cm lange slange er kink-resistent.



Indholdsstoffer/materiale:	Silikonecoating, PVC, rustfrit stål, PMMA, polypropylen, polyethylen
PVC/ftalater:	Ja/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja – EO steriliseret
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares i rene og tørre omgivelser væk fra varme og lys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse vare:	Bortskaffes efter kliniske guidelines
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

1023-0021-01 / 29.09.2017

PRODUKTDATABLAD

Surflo skalpvenekanyler, 30 cm slange

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1963185	Surflo	Skalpvenekanyler, gul, steril, 30 cm slange	19Gx3/4" 1,1x19mm	Æske a 50 stk.	SV-19BL
1963186	Surflo	Skalpvenekanyler, pink, steril, 30 cm slange	18G	Æske a 50 stk. – Krt. a 10 æsker	SV-18BLK03
1963187	Surflo	Skalpvenekanyler, sort, steril, 30 cm slange	22G	Æske a 50 stk. – Krt. a 10 æsker	SV-22BLK03
1963188	Surflo	Skalpvenekanyler, blå, steril, 30 cm slange	23G	Æske a 50 stk. – Krt. a 10 æsker	SV-23NL30
1963189	Surflo	Skalpvenekanyler, orange, steril, 30 cm slange	25G	Æske a 50 stk. – Krt. a 10 æsker	SV-25NL30
1963191	Surflo	Skalpvenekanyler, grå, steril, 30 cm slange	27G	Æske a 50 stk. – Krt. a 10 æsker	SV-27EL

1023-0021-01 / 29.09.2017