


# PRODUKTDATABLAD

## Codan Forlængerslange mini, steril

En kvindelig luer-lock adapter garanterer en sikker forbindelse. En hvid lukke-prop (uden udluftning) sikrer, at produktet er sterilt.

Produktet indeholder en transparent, fleksibel PVC tube med blødgørende TOTM 0,9/2,0 (ID/OD).

En mandlig luer-lock adapter garanterer en sikker forbindelse til venepunktur apparatet. FlowStop sikkerhedslåget for mandlig luer-lock adapter med integreret hydrofob membran sikrer, at produktet er sterilt indvendigt inden brug.



|  |   |
|--|---|
| <b>Indholdsstoffer/materiale:</b>      | PVC, TOTM, polypropylen, polyvinyl klorid uden blødgørere, MABS, polyethylen, hydrofob filter |
| <b>PVC/ftalater:</b>                   | Ja  |
| <b>Latex:</b>                          | Nej   |
| <b>CE klassifikation:</b>              | I-S   |
| <b>Steril:</b>                         | Ja  |
| <b>Opbevaring:</b>                     | Tørt og rent  |
| <b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b> | 5 år  |
| <b>Bortskaffelse af vare:</b>          | Forbrænding   |
| <b>Bortskaffelse af emballage:</b>     | Forbrænding/genanvendelse   |
| <b>Bemærkninger:</b>                   | -   |

# PRODUKTDATBLAD

## Codan Forlængerslange mini, steril

### Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn            | Varebeskrivelse | Str.  | Indhold           | Ref. nr. |
|---------|-----------------|-----------------|-------|-------------------|----------|
| 1903215 | Forlængerslange | mini, steril    | 30 cm | æske a 100<br>stk | 714318   |