

PRODUKTDATABLAD

Neria Soft 90 infusionsæt, kateter, steril


Neria Soft 90 infusionsæt med blødt kateter og slange til subcutan medicinering.

Vertikalt kateter (90° anlæggelse) med indstikskanyle og sikkerhedsanordning til forebyggelse af stikskader.

Det bløde kateter materiale giver en længere liggetid.

Sættet fikseres ved hjælp af integreret plaster.

Sættet har en aftagelig infusionslange og der er mulighed for at tilkøbe ny slange.



Indholdsstoffer/materiale:	Kanyle: stål Kateter: polyurethan
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIb
Steril vare:	Ja – ETO steriliseret
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	3 år
Holdbarhed åbnet:	Liggetid max 72 timer
Bortskaffelse vare:	Bortskaffes efter lokale protokoller
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/Genbrug
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

Neria Soft 90 infusionssæt, kateter, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1963034	Neria Soft 90	Infusionssæt, 27Gx6 mm kateter, steril	30 cm	Æske a 10 stk.	722030-5226
1963035	Neria Soft 90	Infusionssæt, 27Gx6 mm kateter, steril	60 cm	Æske a 10 stk.	722060-5226
1963036	Neria Soft 90	Infusionssæt, 27Gx9 mm kateter, steril	60 cm	Æske a 10 stk.	722060-5229
1963037	Neria Soft 90	Infusionssæt, 27Gx6 mm kateter, steril	110 cm	Æske a 10 stk.	722110-5226
1963038	Neria Soft 90	Infusionssæt, 27Gx9 mm kateter, steril	110 cm	Æske a 10 stk.	722110-5229