

# PRODUKTDATABLAD

## Neria® Soft infusionsæt, kateter, steril

Neria infusionsæt bruges til subcutan medicinering. Kan blandt andet anvendes til smertebehandling.

Neria Soft har et blødt kateter og introducerer nål i indføringsvinkler på 20-45°.

Det bløde kateter materiale giver en længere liggetid.

Sættet har integreret infusionslange.

Sættet fikseres ved hjælp af integreret plaster.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	<b>Kanyle:</b> stål <b>Kateter:</b> polyurethan
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse II
<b>Steril vare:</b>	Ja – ETO steriliseret
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Til engangsbrug
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Liggetid max 72 timer
<b>Bortskaffelse vare:</b>	Bortskaffes efter lokale protokoller
<b>Bortskaffelse emballage:</b>	Forbrænding/Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Neria® Soft infusionssæt, kateter, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1963030	Neria Soft	Infusionssæt, 27Gx13mm kateter, steril	60 cm	Æske a 10 stk. – Krt. a 20 æsker	79-060-2522
1963031	Neria Soft	Infusionssæt, 27Gx17mm kateter, steril	60 cm	Æske a 10 stk. – Krt. a 20 æsker	79-060-2622
1963032	Neria Soft	Infusionssæt, 27Gx17mm kateter, steril	110 cm	Æske a 10 stk. – Krt. a 20 æsker	79-110-2622
1963033	Neria Soft	Infusionssæt, 27Gx13mm kateter, steril	110 cm	Æske a 10 stk. – Krt. a 20 æsker	79-110-2522