

PRODUKTDATABLAD

Tro-Vensite Safety Plus, PUR, IV kanyle, steril

Tro-Vensite Safety Plus IV kanyle med sikkerhedsanordning, som beskytter brugeren mod nålestik og utilsigtede hændelser, injektionsport og fikseringsvinger.

Katetret er røntgenfast og fremstillet af polyethan som er specielt vævs- og karvenligt med nedsat risiko for trombose dannelse.

Beskyttelsesklips dækker kanylespids øjeblikkeligt, når nålen fjernes fra katetret. Dette kan ikke bypasses, men kræver almindelig anlæggelsesteknik. Denne sikkerhedsordning har afrundede kanter, så der er ikke risiko for at komme til skade på den.

Vinger til fiksering af greb og for anlæggelse.

Injektionsport med lav profil og kliklåg.

Størrelserne er farvekodet i overensstemmelse med ISO standard.



Indholdsstoffer/materiale: Rustfrit stål, PP, PE, PC, FEP, PUR

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse II

Steril vare: Ja, EO steriliseret

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Opbevares tørt ved stuetemperatur samt væk fra direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Genanvendelse/Deponi

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Tro-Vensite Safety Plus, PUR, IV kanyle, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1962200	Tro-Vensite	Safety Plus, PUR, IV kanyle, orange, steril	14G - 2,0x45 mm	Æske a 50 stk. – Krt. a 500 stk.	90220
1962201	Tro-Vensite	Safety Plus, PUR, IV kanyle, grå, steril	16G - 1,8x45 mm	Æske a 50 stk. – Krt. a 500 stk.	90221
1962203	Tro-Vensite	Safety Plus, PUR, IV kanyle, grøn, steril	18G - 1,3x45 mm	Æske a 50 stk. – Krt. a 500 stk.	90223
1962204	Tro-Vensite	Safety Plus, PUR, IV kanyle, grøn, steril	18G - 1,3x32 mm	Æske a 50 stk. – Krt. a 500 stk.	90224
1962205	Tro-Vensite	Safety Plus, PUR, IV kanyle, rosa, steril	20G - 1,1x32 mm	Æske a 50 stk. – Krt. a 500 stk.	90225
1962206	Tro-Vensite	Safety Plus, PUR, IV kanyle, blå, steril	22G - 0,9x25 mm	Æske a 50 stk. – Krt. a 500 stk.	90226
1962207	Tro-Vensite	Safety Plus, PUR, IV kanyle, gul, steril	24G - 0,7x19 mm	UDGÅET	90227