

PRODUKTDATABLAD


Extrudan Tracheal sugesæt med tragt og konnektor

Tracheal sugesæt med tragt og konnektor.

Kan indeholde 12 ml

1 sæt indeholder:

- 1 x tragt
- 1 x konnektor
- 2 x låg
- 1 x container (polycarbonat)
- 1 x label



Låg er med gevind for sikker fiksering.

Hårdheden:

- 79 Shore A for sug
- 78 Shore A for tragt
- 87 Shore A for konnektor
- 92 Shore A for låg

Indholdsstoffer/materiale: PVC, polycarbonat

PVC/ftalater: Ja/Nej (fri for mærkningspligtige ftalater)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja

Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

2104-0041-03 / 09.02.2018

PRODUKTDATABLAD

Extrudan Tracheal sugesæt med tragt og konnektor

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Indhold | Ref. nr. |
|---------|----------|---|----------------|--------------|
| 1900100 | Extrudan | Tracheal sugesæt med tragt og konnektor | Æske a 50 stk. | 0830 0000 00 |

2104-0041-03 / 09.02.2018