

PRODUKTDATABLAD

Extrudan Tracheal sugesæt med tragt og vakuumkonnektor

Tracheal sugesæt med tragt og vakuumkonnektor.

Kan indeholde 12 ml

1 sæt indeholder:

- 2 x tragte
- 1 x fingertip med vakuumkontrol
- 2 x låg
- 1 x container (polycarbonat)
- 1 x label



Låg er med gevind for sikker fiksering.

Hårdhed:

- 79 Shore A for sug
- 78 Shore A for tragt
- 87 Shore A for konnektor
- 92 Shore A for låg

Indholdsstoffer/materiale: PVC, polycarbonat

PVC/ftalater: Ja/Nej (fri for mærkningspligtige ftalater)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja

Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

2104-0051-03 / 09.02.2018

PRODUKTDATABLAD

Extrudan Tracheal sugesæt med tragt og vakuumkonnektor

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1900120	Extrudan	Tracheal sugesæt med tragt og vakuumkonnektor	Æske a 50 stk.	0835 0000 00

2104-0051-03 / 09.02.2018