

# PRODUKTDATABLAD

## Extrudan slange på rulle, blød

Blød slange på rulle i forskellige størrelser.  
Slangen er usteril.

Hårdhed:

- Shore A 65 for slange



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC, blødgører: DEHT
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Nej (DEHP-fri)
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

2104-0131-01 / 01.12.2017

# PRODUKTDATABLAD

## Extrudan slange på rulle, blød

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900156	Extrudan	Blød slange på rulle, mat, ch. 24	5/8 mm	Krt. a 500 m	1400 0050 80S
1900199	Extrudan	Blød slange på rulle, mat, ch. 36	8/12 mm	Rl. a 50 m – Krt. a 250 m	1400 0080 12 S
1900212	Extrudan	Blød slange på rulle, mat, ch. 30	7/10 mm	Rl. a 50 m – Krt. a 500 m	1400 0070 10S

2104-0131-01 / 01.12.2017