

PRODUKTDATABLAD

Extrudan forlængerslange med universal tragt/konus

Forlængerslange med universal tragt og konus.

Hårdhed:

- Shore A 73 for slange
- Shore A 50 for tragt
- Shore A 90 for konnektor



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, blødgører: DEHT
PVC/ftalater:	Ja/Nej (DEHP-fri)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

2104-0191-01 / 08.12.2017

PRODUKTDATABLAD

Extrudan forlængerslange med universal tragt/konus

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900142	Extrudan	Forlængerslange, universal tragt/konus, ch. 25	3m	Æske a 50 stk.	1303 3000 83
1900200	Extrudan	Forlængerslange, universal tragt/konus, ch. 25	2,1 m	Æske 100 stk.	1303 2100 83
1900216	Extrudan	Forlængerslange klar universal tragt/konus, ch. 25	2,5 m	Æske a 50 stk.	1303 2500 83

2104-0191-01 / 08.12.2017