

# PRODUKTDATABLAD

## Extrudan forlængerslange blød med universal tragt og slangestykke

Blød forlængerslange med universal tragt og slangestykke.

### Hårdhed:

- Shore A 65 for slange
- Shore A 50 for tragt
- Shore A 60 for slangestykke



### Dimensioner:

- Længde: 3,5 m
- Ch. 25

**Indholdsstoffer/materiale:** PVC, blødgører: DEHT

**PVC/ftalater:** Ja/Nej (DEHP-fri)

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse IIa

**Steril vare:** Ja

**Opbevaring:** Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkning:** -

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900145	Extrudan	Forlængerslange blød universal tragt/slangstk, ch. 25	3,5m	Æske a 50 stk.	1304 3500 83 S

2104-0221-01 / 14.12.2017