

PRODUKTDATABLAD

Extrudan insufflationssslange med højkapacitetsfilter, Luer

Insufflationsslangen bruges til at puste abdomen op med.

Højkapacitetsfilteret gør, at der ikke løber væske tilbage i flasken med CO₂ og ingen partikler blæses ind i patienten.


Filterkapacitet: 30 l/min

Hårdhed:

- Shore A 73 for slange
- Shore A 65 for slangestykke

Dimensioner:

- Længde: 3 m
- Slange: Ch. 25



Indholdsstoffer/materiale: SBC, PVC, blødgører: DEHT

PVC/ftalater: Ja/Nej (DEHP-fri)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja

Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

2104-0271-01 / 14.12.2017

PRODUKTDATABLAD

Extrudan insufflationssslange med højkapacitetsfilter, Luer

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900176	Extrudan	Insufflationssslange højkapacitetsfilter Luer ch. 25	3m	Æske a 20 stk.	1721 3000 83

2104-0271-01 / 14.12.2017