

PRODUKTDATABLAD

Extrudan sugesæt med sumpspids, 4 aflastningshuller og håndtag

Sugesæt med sumpspids, 4 aflastningshuller og håndtag. Er beregnet til at fjerne blod og væsker under operation.

Hårdhed:

- Shore A 73 for slange
- Shore A 50 for tragtene

Dimensioner:

- Slange længde: 3,5 m
- Slange tykkelse: Ch. 25
- Solidt rør tykkelse: Ch. 30
- Spids diameter: 4,0/10,0 mm
- Spids længde: 270 mm
- Slangediameter: 8,5/8,3 mm



Indholdsstoffer/materiale: SBC, PVC, blødgører: DEHT

PVC/ftalater: Ja/Nej (DEHP-fri)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja

Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900193	Extrudan	Sugesæt sumpspids, 4 aflast.hul., håndt., ch. 30	3,5m	Æske a 50 stk.	1800 3500 83

2104-0331-03 / 12-07-2022