

PRODUKTDATABLAD

Extrudan forlængerslange med fingertip og universal tragt

Forlængerslange med fingertip og universal tragt.

Hårdhed:

- Shore A 78 for fingertip
- Shore A 73 for slange
- Shore A 50 for tragt



Indholdsstoffer/materiale: PVC, blødgører: DEHT

PVC/ftalater: Ja/Nej (DEHP-fri)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Nej

Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

2104-0491-01 / 07.09.2018

PRODUKTDATABLAD

Extrudan forlængerslange med fingertip og universal tragt

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900099	Extrudan	Forlængerslange, fingertip, universal tragt, ch.25	2,1 m	Æske a 100 stk.	1300 2200 83 NC

2104-0491-01 / 07.09.2018