

# PRODUKTDATABLAD

## Extrudan forlængerslange, universal tragt/slangestykke

Forlængerslange med universal tragt og slangestykke.

**Hårdhed:**

- Shore A 73 for slange
- Shore A 50 for tragt
- Shore A 60 for slangestykke



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC, blødgører: DEHT
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Nej (DEHP-fri)
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

2104-0631-01 / 01.10.2019

# PRODUKTDATABLAD

## Extrudan forlængerslange, universal tragt/slangestykke

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900143	Extrudan	Forlængerslange, universal tragt/slangestk, ch. 25	2,1 m	Æske a 100 stk.	1304 2100 83
1900233	Extrudan	Forlængerslange, universal tragt/slangestk, ch. 25	3,0 m	Æske a 50 stk.	1304 3000 83
1900144	Extrudan	Forlængerslange, universal tragt/slangestk, ch. 25	3,5 m	Æske a 50 stk.	1304 3500 83

2104-0631-01 / 01.10.2019