


CLiP® Ported - til Sikker og vellykket anlæggelse

CLiP® Ported er et I.V. kateter med injektionsport og automatisk sikkerhed. Det fås i et omfattende produktsortiment for at imødekomme forskelligartede fysiske forhold og - kliniske behov. Produkterne er udviklet med patienten og brugeren i fokus, og tilbyder enestående penetrations egenskaber. Vore produkter har en konsistent og høj kvalitet som sikrer en vellykket første anlæggelse.

Fordele:

- Automatisk sikkerhedsmekanisme som forhindrer stikskader
- Stabiliseringsvinger for sikker fiksering
- Injektionsport til nem bolus administration
- Velegnet til højtryksinjektion op til 305 psi
- Et lille miljøaftryk takket være kompakt produkt- og emballagedesign



Vareoversigt CLiP® Ported

Varenummer PUR*	Varenummer FEP*	Str. Gauge	Ø x længde mm	Farve kode**	Flow hastighed ml/min	Pakke str. stk.
VP144511	VP144501	14	2.0 x 45	Orange	290	50
VP164511	VP164501	16	1.7 x 45	Grå	200	50
VP174511	VP174501	17	1.5 x 45	Hvid	140	50
VP184511	VP184501	18	1.2 x 45	Grøn	100	50
VP183211	VP183201	18	1.2 x 32	Grøn	110	50
VP203211	VP203201	20	1.0 x 32	Lyserød	64	50
VP202511	VP202501	20	1.0 x 25	Lyserød	68	50
VP222511	VP222501	22	0.8 x 25	Blå	38	50
VP241911***	VP241901***	24	0.7 x 19	Gul	22	50

*FEP = Fluorinated Ethylene Propylene

**Farve koder iflg. ISO10555-5:2013

***With needle notch for instant blood response between needle and catheter in front of the wing housing, not in the chamber behind the wing housing.

Juridisk producent: Vigmed AB | Garnisonsgatan 10 | SE-254 66 Helsingborg
Telefon: (+46) 42 28 00 90 | E-mail: info@vigmed.com