

PRODUKTDATABLAD

QuikRead, go wrCRP+Hb kit

QuikRead go wrCRP+Hb kit fungerer som én test med to resultater fra hhv. hæmoglobin(Hb)-måling samtidig med C-reaktivt protein (CRP) fra prøver. Dette minimerer bl.a. patientens gener.

Test kan udføres øjeblikkeligt inden opvarmning af reagenserne og tæt på patienten, og resultat kan aflæses med det samme, indenfor max 2 minutter.



- Hb-måling: 50-220 g/l (5,0-22,0 g/dl, 3,1-13,7 mmol/l)
- Bredt CPR-måleområde på 0,5-200 mg/l fra fuldblod og 0,5-120 mg/l fra serum- eller plasmaprøver, hvilket muliggør at bruge CRP i en bred vifte af indikationer
- Med mulighed for at udvide CRP værdien fra konventionel anvendelse til test, fx neonatal sepsis samt at forudsige sygdomsværdighed i COPD2 og hjælp til vurdering af kardiovaskulær risiko
- Lille prøvevolumen: 10 µl
- Kan forbindes til de fleste hospital- (HIS) og laboratorieinformationssystemer (LIS)
- Leverer dokumenteret kvalitet

Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	IVD-B
Steril:	Nej
Opbevaring:	Opbevaring ved stuetemperatur til uåbnet kit og lille prøvevolumen, hvilket gør det lettere i hverdagen for sundhedspersonalet. Nem at opbevare i laboratoriet
Holdbarhed fra produktionsdato:	15 måneder
Bortskaffelse af vare:	Efter gældende lokale retningslinjer
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

QuikRead, go wrCRP+Hb kit

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6404057	QuikRead	go wrCRP+Hb kit		æske a 50 test	146255