

PRODUKTDATABLAD

Pulsoximeter fingertip CMS50D

Pulsoximeter til anvendelse i hjemmet, efter idræt samt til professionelt brug. Anvendes til voksne, samt børn over 4 år. (Vægt imellem 15 og 110 kg).

Kan bruges til at måle Spo2 og pulsfrekvens via fingeren og angive pulsintensiteten ved hjælp af bjælkevisning. Produktet er egnet til brug i hjemmet, i lægepraksis og kommuner. Er dog ikke beregnet til behandling. Enheden har ingen alarmfunktion, og er ikke egnet til anvendelse i situationer hvor en sådan er påkrævet. Produktet er ikke egnet til kontinuerlig overvågning af patienter.

Pulsilmætning er procenten af HbO₂ i den samlede Hb i blodet, den såkaldte O₂-koncentration i blodet. Det er et vigtigt bioparameter for respirationen. Pulsoximeteret måler SpO₂ nemmere og mere præcist. Derudover måler enheden samtidig pulsfrekvensen.

Pulsoximeteret fylder lidt, har et lavt strømforbrug, praktisk betjening og er bærbart. Patienten skal blot stikke en af sine fingre ind i den fotoelektriske sensor for diagnose, så viser displayet straks den målte værdi af hæmoglobinmætningen.

- Brugen af produktet er enkelt og bekvemt.
- Produktet fylder lidt, vejer lidt (den samlede vægt er ca. 50 g inklusive batterier) og er praktisk at transportere.
- Produktets har et lavt strømforbrug, og de to medfølgende AAA-batterier kan betjenes kontinuerligt i 20 timer.
- Produktet slukker automatisk, når der ikke er noget signal i 5 sekunder.
- Leveres med etui.



PRODUKTDATABLAD

Pulsoximeter fingertip CMS50D

Indholdsstoffer/materiale:	ABS 757, silikone
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
Særlig mærkning:	-
CE klassifikation:	Klasse IIb
Steril:	Nej
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i overensstemmelse med lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
6183109	Pulsoximeter	Fingertip CMS50D, u/ alarm funktion, inkl. etui	CMS50D