

PRODUKTDATABLAD

Rudamed Sensitive fikseringsplaster med kompres, non woven

Rudamed Sensitive non-woven hæfteplaster med kompres, hvid.

Plaster fremstillet af en tværelastisk non-woven. Plasteret er forsynet med en hypoallergen polyacrylat klæber, og er derfor velegnet til følsom og sart hud.



Indholdsstoffer/materiale: Viscose, polyacrylat, polyester og polyethylen

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Rudamed Sensitive fikseringsplaster med kompres, non woven

Sortimentsoversigt

| Vare | Varefamilie | Varebeskrivelse | Varesektor | Varekategori | Leverandørs varenr. |
|---------|-------------------|--|------------|--------------|---------------------|
| 4026004 | Rudamed Sensitive | fikseringsplaster med kompres, hvid, non woven | 4 cm x 5 m | krt a 20 stk | 082504 |
| 4026006 | Rudamed Sensitive | fikseringsplaster med kompres, hvid, non woven | 6 cm x 5 m | krt a 16 stk | 082506 |
| 4026008 | Rudamed Sensitive | fikseringsplaster med kompres, hvid, non woven | 8 cm x 5 m | krt a 12 stk | 082508 |