

# PRODUKTDATABLAD

## RUDAMED elastisk lærredsplaster m/kompres, beige

Tværelastisk førstehjælpsplaster til småskrammer.

Plastret er forsynet med en zink-oxid klæber og lufthuller.

Beige.



### Indholdsstoffer/materiale:

	Polyester, viscose, polyethylen og zinkoxidklæb
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	CE I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af inder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse af yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Nej

# PRODUKTDATABLAD

## RUDAMED elastisk lærredsplaster m/kompres, beige

**Opbevaring:** Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

### Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Lev. Varenr
4025114	Rudamed	elastisk lærredsplaster med kompres, beige	4 cm x 5 m	krt a 20 stk	080504
4025116	Rudamed	elastisk lærredsplaster med kompres, beige	6 cm x 5 m	krt a 16 stk	080506
4025118	Rudamed	elastisk lærredsplaster med kompres, beige	8 cm x 5 m	krt a 12 stk	080508