

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Superglide ureterkateter 70 cm, røntgenfast, central åbning, steril, 1 øje

Rüsch Superglide ureterkateter med stilet 70 cm, røntgenfast med central åbning til coaxial applikation.

Ureterkateter med central åbning, 1 øje og stilet. Røntgen- og længdemarkering. Kateteret har henholdsvis rød og grøn markering til identifikation af højre/venstre side/nyre. Vedlagt en Luerlock adapter. Er hydrogelcoated, hvilket letter passage i ureter.



Emballagen kan åbnes sterilt.

Indholdsstoffer/materiale:	PVC, hydrogel coating
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DEHP)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	Engangsbrug
Opbevaring:	Tørt, mellem 5-25 grader celsius og beskyttet mod direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Superglide ureterkateter 70 cm, røntgenfast, central åbning, steril, 1 øje

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0653270	Rüsch Superglide ureterkateter	70 cm, røntgenfast, central åbning, steril, 1 øje Guidewire: 0,018"	Ch.3	Æske a 10 stk.	264711-3
0653271	Rüsch Superglide ureterkateter	70 cm, røntgenfast, central åbning, steril, 1 øje Guidewire: 0,028"	Ch.4	Æske a 10 stk.	264711-4
0653272	Rüsch Superglide ureterkateter	70 cm, røntgenfast, central åbning, steril, 1 øje Guidewire: 0,035"	Ch.5	Æske a 10 stk.	264711-5
0653273	Rüsch Superglide ureterkateter	70 cm, røntgenfast, central åbning, steril, 1 øje Guidewire: 0,038"	Ch.6	Æske a 10 stk.	264711-6
0653274	Rüsch Superglide ureterkateter	70 cm, røntgenfast, central åbning, steril, 1 øje Guidewire: 0,038"	Ch.7	Æske a 10 stk.	264711-7
0653275	Rüsch Superglide ureterkateter	70 cm, røntgenfast, central åbning, steril, 1 øje Guidewire: 0,038"	Ch.8	Æske a 10 stk.	264711-8