

PRODUKTDATABLAD

HEINE® EL3 LED undersøgelseslampe, kørbart stativ 220V

HEINE EL 3 LED® kliniklampe med 60 mm lys hoved, leveres komplet på kørbart stativ. EL 3 LED er udstyret med LED HQ-teknologi, som giver korrekt farvegengivelse ($\geq 5000\text{K}$ og $\text{CRI} > 90$), stærk og ensartet belysning. EL 3 LED kræver ingen servicering og er nem at rengøre.

* LED belysning

* Lysstyrke: 42.000 LUX/ >350 lumen ved 30 cm afstand

* Skyggefri belysning

* Farvetemperatur: 5000 K

* Intuitiv justerbar arm

Kan også leveres til montering på bord (ref.nr. J-008.27.13) og væg (ref.nr. J-008.27.011).



Indholdsstoffer/materiale: -

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: -

Holdbarhed fra produktionsdato: -

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokale regler for elektronisk udstyr

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

2054-0071-01 / 08.08.2017

PRODUKTDATABLAD

HEINE® EL3 LED undersøgelseslampe, kørbart stativ 220V

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
2026269	HEINE	EL3 LED undersøgelseslampe, kørbart stativ 220V	J-008.27.014

2054-0071-01 / 08.08.2017