

PRODUKTDATABLAD

Aluminiumsæske til tørsterilisation

Aluminiumsæsker med overfaldslåg til tørsterilisering af mindre instrumentsæt

Rengøringsvejledning: Rengøring af aluminiumsæsker skal foretages manuelt, og med en sæbe velegnet til formålet, idet mange sæber og opvask i maskine oxiderer overfladen på aluminium.

Bodedex forte varenr. 3342485 til manuel rengøring, kan anbefales.

Sæben skal altid være fortyndet i vand inden æsken lægges i opløsningen!



Desinfektion: Med almindelig overflade desinfektionssprit 70-85 %.

Indholdsstoffer/materiale: Aluminium

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

Særlig mærkning: -

CE klassifikation: class 1

Steril: Nej

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur

Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato ved korrekt anvendelse

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes som metalaffald

Miljømærke: Nej

Bemærkning: -

PRODUKTDATABLAD

Aluminiumsæske til tørsterilisation

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Salgsenhed	Ref. nr.
3310017	Aluminiumsæske	Grå, til tørsterillisation	17 x 7 x 3 cm	Stk.	UPL 202
3310018	Aluminiumsæske	Grå, til tørsterillisation	18 x 9 x 3 cm	Stk.	UPL 204