

PRODUKTDATABLAD

Nobafix fikseringsbind steril/usteril

Nobafix elastisk gazebind, hvidt, fintmasket, blødt og smidigt fikseringsbind, fremstillet af polyester.

Velegnet til fiksering af kompresser og forbindinger m.m.

- Strækkevne ca. 100 %.
- Til engangsbrug
- Latexfri



Indholdsstoffer:	Polyester
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE I
Steril vare:	Nej/ja
Holdbarhed:	5 år (usteril, 3år (steril))
Opbevaring:	Stuetemperatur
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Særlig mærkning:	Nej

PRODUKTDATABLAD

Nobafix fikseringsbind steril/usteril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4212057	Nobafix	elastisk fixeringsbind, enkeltpakket	8cmx4m	æske a 20 stk.-krt. a 24 æsker	410380
4212104	Nobafix	elastisk fikseringsbind, bulk	4cmx4m	æske a 20 stk.-krt a 36 æsker	410345
4212106	Nobafix	elastisk fikseringsbind, bulk	6cmx4m	æske a 20 stk.-krt. a 28 æsker	410365
4212108	Nobafix	elastisk fikseringsbind, bulk	8cmx4m	æske a 20 stk.-krt. a 24 æsker	410385
4212110	Nobafix	elastisk fikseringsbind, bulk	10cmx4m	æske a 20 stk.-krt. a 20 æsker	410405
4212111	Nobafix	elastisk fikseringsbind, bulk	12cmx4m	æske a 20 stk.-krt. a 16 æsker	410425
4212118	Nobafix	elastisk fikseringsbind, steril	4cmx4m	æske a 20 stk	731104