

PRODUKTDATABLAD

CrystalClear Plus Tracheostomitube uden Fikseringsflange

Fleksibel tracheostomitube uden fikseringsflange til laryngektomi.

- Silikonebehandlet
- Anatomisk formet
- Har tyndvægget lavtryks-cuff med ventil til Luer og Luer-lock sprøjter og blå pilot ballon
- Har fikseret hvid 15 mm konnektor
- Røntgenfast
- Til engangsbrug
- DEHP fri



Indholdsstoffer/materiale:

Tube: PVC masse P205/12,0
Ballon frigørende agent: PU-lack
Fjeder: Materiale 12R10 Sandvik rustfrit stål 1.4310 DIN 17224
Standard konnektor: Bergamid PA B70GK30 hvid
Nakkeband: polyuretan skum (moltopen), polyester (velour), polyamid PA 66 (nylon)
Inflationsrør: PVC granulater HE-88-NC-N6
Pilot ballon: PVC granulater HE-75-BC-N3
Ventil: BK 333053S, tekniplax KA5701, PVC, Polyester, rustfrit stål, nitril
Lim: cyklohexanon, tetrahydrofuran, cyanacrylate, **methylethylketon**, PVC P205712,0
Markering på skaft: Maraplast D 2314373 sort
Markering på flange: Tampapol TPY 970, polyesterharz, oliophatic isocyanate, cyklohexanon/methoxy-methylethyl-acetat

PVC/ftalater:	Termosensitivt PVC
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja
Opbevaring:	Rent, tørt og væk fra varme og lys
Holdbarhed fra produktionsdato:	4 år og 11 måneder
Bortskaffelse af vare:	Efter lokal protokol
Bortskaffelse af emballage	
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

CrystalClear Plus Tracheostomitube uden Fikseringsflange

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1895080	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitube, uden fikseringsflange	7,0 mm	Æske a 2 stk.	121161-000070
1895081	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitube, uden fikseringsflange	8,0 mm	Æske a 2 stk.	121161-000080
1895082	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitube, uden fikseringsflange	9,0 mm	Æske a 2 stk.	121161-000090