

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch Crystalclear Plus, Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril

Sættet indeholder:

- Tracheostomitube
- 2 inderkanyle med farvekodet stopper (fra str. 6.0 mm)
- 1 stk. obturator (fra str. 6.0 mm)
- 1 stk. blød tracheostomi bånd / holder
- Vandholdig lubrikeringsgel 3 g.



**Indholdsstoffer/materiale:** **Tube:** PVC  
**Inderkanyle:** pet Monofilament  
**Stopper ring:** silicone  
**Obturator:** lacqthene  
**Holding Band:** velours Foam  
**Lubricant:** jelly

<b>PVC/ftalater:</b>	PVC/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Rent, tørt og væk fra varme og lys
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Efter lokal protokol

2030-1051-01 / 20.11.2015

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch Crystalclear Plus, Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
1895240	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	3,5 mm	Æske a 5 sæt	12130335
1895241	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	4,0 mm	Æske a 5 sæt	12130340
1895242	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	4,5 mm	Æske a 5 sæt	12130345
1895243	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	5,0 mm	Æske a 5 sæt	12130350
1895244	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	5,5 mm	Æske a 5 sæt	121303000055
1895245	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	6,0 mm	Æske a 5 sæt	12130360
1895246	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	6,5 mm	Æske a 5 sæt	121303000065
1895247	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	7,0 mm	Æske a 5 sæt	12130370
1895248	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	7,5 mm	Æske a 5 sæt	12130375
1895249	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	8,0 mm	Æske a 5 sæt	12130380
1895250	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	8,5 mm	Æske a 5 sæt	12130385
1895251	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	9,0 mm	Æske a 5 sæt	121303000090
1895252	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	9,5 mm	Æske a 5 sæt	121303000095
1895253	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, med lavtryks-cuff, steril	10 mm	Æske a 5 sæt	121303000100

2030-1051-01 / 20.11.2015