

PRODUKTDATABLAD

Trachealtubeholder, Comfort Neck Band, 2-delt, engangs

Hvidt 2-delt komfort neck band med velcrolukning til hold af trachealtuber.

Længde: 368mm

Bredde: 25mm

Overall strap length: 441mm

Til engangsbrug.

Enkeltpakket.



Indholdsstoffer/materiale: polyurethan, nylon og bomuld

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Opbevaring: Opbevares i rene og tørre omgivelser væk fra varme og lys.

Holdbarhed: 4 år og 11 måneder

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes efter lokale protokoller

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1898185	Trachealtubeholder	Comfort Neck band, 2-delt, engangs	Æske a 20 stk.	507906

2030-1231-02 / 18.01.2024