

PRODUKTDATABLAD

LMA, laryngxmaske, engangs, steril

LMA Fastrach™ er den intuberende LMA tube. Den er beregnet som en sonde til blind intubation af luftrøret uden at bevæge hovedet eller halsen og muliggør kontinuerlig ventilation mellem hvert intubationsforsøg.

LMA Fastrach™ er fremstillet hovedsageligt af polyvinylchlorid (PVC) af hospitalskvalitet og leveres steril (steriliseret med ethylenoxid) udelukkende til engangsbrug. Ikke fremstillet med naturgummilatem.

Anordningen er kun beregnet til anvendelse af læger, som er uddannet i behandling af luftvejene.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyvinylchlorid (PVC)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ila
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	Se dato på emballage
Bortskaffelse af vare:	I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer
Bortskaffelse af emballage	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	Produktet er til engangsbrug og bør ikke re-steriliseres

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1854031	Fastrach	LMA, laryngxmaske, engangs, steril	Str. 3	æske á 10 stk.	135130
1854041	Fastrach	LMA, laryngxmaske, engangs, steril	Str. 4	æske á 10 stk.	135140
1854049	Fastrach	LMA, laryngxmaske, engangs, steril	Str. 5	æske á 10 stk.	135150