

PRODUKTDATABLAD

Flexicare, resuscitator med strop, voksen, single use

Flexicares engangs genoplivningsballon/resuscitator, er et komplet system til hjerte- lungeredning.

- Blød og klar maske så patientens hudfarve kan observeres
- maskestørrelse 5
- Konnektore i overensstemmelse med ISO 5356-1
- Håndrem der sikrer optimalt greb
- Iltreservoirpose tillader høj iltkoncentration
- 3 meter iltslange der kan monteres direkte på flowmeter (Opfylder DS/EN 13544-2)



| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indholdsstoffer/materiale: | Akrylonitril-butadien-styren, Silikone, Polykarbonat, Polyvinylchlorid, Fjederstål, Termoplastiske elastomerer, |
| PVC/ftalater: | Ja / ikke DEHP |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | IIA |
| Steril: | Nej |
| Opbevaring: | Tørt, ved stuetemperatur. Må ikke udsættes for fugt |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | 5 år |
| Bortskaffelse af vare: | Bortskaffes som klinisk affald i overensstemmelse med hospitalets politik, lokale retningslinjer og bestemmelser |
| Bemærkninger: | Engangsbrug |

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Indhold | Ref. nr. |
|---------|-----------|--------------------------------------------|--------------|------------|
| 1526120 | Flexicare | Resuscitator med strop, voksen, single use | æske a 5 stk | 038-71-943 |