

PRODUKTDATABLAD

Astopad® varmesystem

Astopad DUO310 er et patientvarmesystem, som er økonomisk, nemt at anvende og har stor virkning. Hjælper til at reducere perioperativ hypotermi og bidrager dermed til øget velvære for patienten og uden af blæse luft rundt i operationsrummet.

DUO310-styreenheden gør det muligt at betjene to varmetæpper eller madrasser uafhængigt af hinanden, således at patienten kan varmes oppefra og nedefra på samme tidspunkt.

DUO310-styreenheden overvåger alle alarmer om for høj eller lav temperatur, mens det brugervenlige display er nemt og sikkert at anvende. Temperaturen kan indstilles nøjagtigt mellem 32-39 °C i trin på 0,5 °C for hver enkelt anvendelsesdel.

I Både tæpper og madrasser kommer varmen fra et røntgenstrålegennemtrængeligt trådned af kulstoffibre som generer en 24 volt lavspænding. Dette sikrer nøjagtig temperaturregulering samt overvågning af alle systemets alarmfunktioner.

COV-varmetæpperne er bløde og fleksible og kan anvendes våde præ-, intra- og postoperativt samt på hospitalsafdelingen.

SOF er en opvarmet og trykafastende operationsmadrasser, som giver mulighed for en enestående kombination af hypotermi- og dekubitusprofylakse. Den primære del af SOF er en viskoelastisk skumkerne med en dynamisk skumbasis.



PRODUKTDATABLAD

Astopad® varmesystem

Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
Særlig mærkning:	-
CE klassifikation:	Klasse IIb
Steril:	Nej
Opbevaring:	-
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i overensstemmelse med lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
6184442	Astopad	DUO310 varmeanhed til varmetæpper	DUO310-DK

Tilbehør

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1980182	Astopad	SOF7 Trykafastende madras med varme til OP leje,	Efter mål	1 stk.	SOF7 + SIZE DETAILS
1980183	Astopad	SOF4 Trykafastende madras med varme til OP leje,	Efter mål	1 stk.	SOF4 + SIZE DETAILS
1980184	Astopad	SOF5 Trykafastende madras med varme til OP leje,	Efter mål	1 stk.	SOF5 + SIZE DETAILS
1980185	Astopad	SOF2 Trykafastende madras med varme til OP leje,	Efter mål	1 stk.	SOF2 + SIZE DETAILS
6184430	Astopad	Varmetæppe	1500 x 500 mm	1 stk.	STCOV150
6184433	Astopad	Betræk t/varmetæppe arme/bryst, flegangs, orange	1500 x 500 mm		COV40155
6184434	Astopad	Betræk t/varmetæppe COV150, flegangs, orange	1500 x 500 mm		COV40150
6184435	Astopad	Betræk t/varmetæppe COV105, flegangs, orange	1050 x 500 mm		COV40105
6184441	Astopad	Arm og bryst varmetæppe m. udskæringer	1500 x 500 mm		COV155