

PRODUKTDATABLAD

Bækken, kileformet, til kvinder med låg og hank

Kileformet spidsbækken med låg og hank til kvinder. Bækkenet er fremstillet af stærkt letvægtsmateriale, og er velegnet til brug under graviditet.

Låget forebygger lækage og spild, og reducerer dårlig lugt.

Anvendelse

- til immobile/sengeliggende patienter

Produktets egenskaber

- stærk og holdbar
- garanteret 1000 genbehandlinger
- grebsvenligt håndtag og låg
- rengøres og desinficeres i automatisk vaskedekontaminator 80/90°C, eller håndvaskes.
- velegnet til gravide kvinder
- glatte kanter og overflader



Dimensioner: 335x245 mm Volumen: 1500 ml

Indholdsstoffer/materiale:	Bækken: PP Emballage : PE pose, pap karton
PVC/Ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Opbevaring:	Tørt, væk fra direkte sollys, stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	36 måneder/ minimum 1000 genbehandlingscykluser
Bortskaffelse af vare:	Kasseres rengjort til genanvendelig plast
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse

PRODUKTDATABLAD

Bækken, kileformet, til kvinder med låg og hank

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. nr.
0254018	Warwick	kileformet spidsbækken m. låg til kvinder	1500ml	Krt a 25 stk	KRT	SPN