

PRODUKTDATABLAD

Toraset pleuradrænagesæt, komplet, steril

Pleurdrenagesæt designet til aspiration og opsamling af pleura- eller asylvæske under aseptiske forhold.

- Envejs automatisk sikkerhedsventil
- Pose med afløbshane
- 60 ml sprøjte



| | |
|--|---------------------------------|
| PVC/ftalater: | Ja |
| Latex: | - |
| CE klassifikation: | Ila |
| Steril: | Ja |
| Opbevaring: | Tørt og uden for direkte sollys |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | 5 år |
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse af emballage | Forbrænding/genanvendelse |
| Bemærkninger: | - |

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|---------|-----------------------------------|---------|--------------|----------|
| 2305211 | Toraset | Pleuradrænagesæt, komplet, steril | 2000 ml | Krt á 30 sæt | M0320545 |