

PRODUKTDATABLAD

Curas pulp, urinopsamler

Placeres fortil i toiletkummen, og fastholdes med toiletbrættet. Når urinen er ladet, kan mængden aflæses, og en prøve hældes over i prøveglas, ved hjælp af opsamlerens hældestuds.

Urinopsamleren kan tømmes i toilettet og kasseres sammen med andet affald, eller bortskaffes i en Macerator.



Indholdsstoffer/materiale:	Pulp
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	-
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	8 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0840146	Curas	Pulp, Urinopsamler til toiletkumme	800 ml	Pk a 25 stk. - krt a 8 pk	08040