

# PRODUKTDATABLAD

## Nopa Lister saks 18cm

### Nopa Lister saks 18cm

Lister saksen er velegnet ved bandage skift. Alle rustfri instrumenter bør straks efter brugen rengøres og aftørres for at undgå overfladerust. Skrue- og bokslåse smøres med instrumentolie.. Nopa instrumenter er fremstillet af tysk kvalitetsstål og efterlever internationale normer for kvalitet og ensartethed.



<b>Varenr.:</b>	Se side 2
<b>Materiale:</b>	Rustfrit stål
<b>CE klassifikation:</b>	Medicinsk udstyr klasse I
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Genbrug
<b>Bortskaffelse inder:</b>	Genbrug
<b>Bortskaffelse yder:</b>	Genbrug
<b>Opbevaring</b>	
<b>Holdbarhed:</b>	
<b>Miljømærke</b>	Nej
<b>Uønskede stoffer</b>	Ingen kendte

# PRODUKTDATABLAD

## Nopa Lister saks 18cm

### Sortimentsoversigt

Vare	Varebeskrivelse	Indhold	Pakning
5902560	Nopa Lister saks 18 cm		Stk..

### Kvalitetsstyringssystem

DS/EN ISO 9001

DS/EN ISO 13485

Miljø DS/EN ISO 14001

Arbejdsmiljø DS/OHSAS18001