

PRODUKTDATABLAD

Pennine engangskatetre, ucoatede 18 og 38 cm, steril, ftalatfri

Engangskateter til blæretømning.

Urinvejskatetrene er fremstillet af medicinsk PVC uden ftalater. Katetertragten er farvekodet for lettere identifikation af størrelse.

Kateterhullerne er store og afrundede, uden skarpe kanter, så irritation af slimhinden minimeres. Kan også benyttes, når man skal skylle en fistel.

- Blød afrundet spids, der letter indføring
- Forsynet med 2 sidehuller for maksimal drænage
- Katetergel/glidemiddel kan påføres efter behov



Indholdsstoffer/materiale:	PVC
PVC/ftalater:	Ja/Nej (DEHP-fri)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse af yder emballage:	Genbrug
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATABLAD

Pennine engangskatetre, ucoatede 18 og 38 cm, steril, ftalatfri

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. nr.
1006119	Pennine	Kvindekateter 18cm, steril	ch. 6	Æske á 100 stk.	ÆSKE	FC 1406/18/1
1006120	Pennine	Kvindekateter 18cm, steril	ch. 8	Æske á 100 stk.	STK	FC 1408/18/1
1006121	Pennine	Kvindekateter 18cm, steril	ch. 10	Æske á 100 stk.	STK	FC-1410/18/1
1006122	Pennine	Kvindekateter 18cm, steril	ch. 12	Æske á 100 stk.	STK	FC-1412/18/1
1006123	Pennine	Kvindekateter 18cm, steril	ch. 14	Æske á 100 stk.	STK	FC-1414/18/1
1006124	Pennine	Kvindekateter 18cm, steril	ch. 16	Æske á 100 stk.	STK	FC-1416/18/1
1006125	Pennine	Kvindekateter 18cm, steril	ch. 18	Æske á 100 stk.	STK	FC-1418/18/1
1002130	Pennine	Nelatonkateter 38cm, steril	ch. 6	Æske á 100 stk.	STK	NC-1206/SW/1
1002133	Pennine	Nelatonkateter 38cm, steril	ch. 8	Æske á 100 stk.	STK	NC-1208/SW/1
1002134	Pennine	Nelatonkateter 38cm, steril	ch. 10	Æske á 100 stk.	STK	NC-1210/SW/1
1002135	Pennine	Nelatonkateter 38cm, steril	ch. 12	æske a 100 stk -krt a 12 æsker	ÆSKE	NC-1212/SW/1
1002136	Pennine	Nelatonkateter 38cm, steril	ch. 14	Æske á 100 stk.	STK	NC-1214/SW/1
1002137	Pennine	Nelatonkateter 38cm, steril	ch. 16	æske a 100 stk -krt a 12 æsker	ÆSKE	NC-1216/SW/1
1002138	Pennine	Nelatonkateter 38cm, steril	ch. 18	Æske á 100 stk.	STK	NC-1218/SW/1
1002139	Pennine	Nelatonkateter 38cm, steril	ch. 20	æske a 100 stk -krt a 12 æsker	ÆSKE	NC-1220/SW/1
1002140	Pennine	Nelatonkateter 38cm, steril	ch. 22	æske a 100 stk - krt a 12 æsker	ÆSKE	NC-1222/SW/1
1002141	Pennine	Nelatonkateter 38cm, steril	ch. 24	æske a 100 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	NC-1224/SW/1
1004108	Pennine	Tiemannkateter 38cm, steril	ch. 8	Æske á 100 stk.	STK	NC-1708
1004110	Pennine	Tiemannkateter 38cm, steril	ch. 10	Æske á 100 stk.	STK	NC-1710
1004112	Pennine	Tiemannkateter 38cm, steril	ch. 12	Æske á 100 stk.	STK	NC-1712
1004114	Pennine	Tiemannkateter 38cm, steril	ch. 14	Æske á 100 stk.	STK	NC-1714
1004116	Pennine	Tiemannkateter 38cm, steril	ch. 16	Æske á 100 stk.	STK	NC-1716
1004118	Pennine	Tiemannkateter 38cm, steril	ch. 18	Æske á 100 stk.	STK	NC-1718