

# PRODUKTDATABLAD

Profeel DHD Micro latex OP handske, pudderfri, extra tynd, brun, steril

Profeel DHD Micro, pudderfri og ekstra tynd latexhandske.

Denne brune handske er designet til at dække et behov for ekstra tynde handske, hvor følsomhed i fingerspidserne er særligt vigtigt for brugeren. Er særlig egnet til mikrokirurgi og øjenkirurgi.

Er håndspecifik.

Handsken har indvendig polymercoating, som muliggør handskepåtagnings selv med let fugtige hænder.

Manchetten har rullekant, der hjælper til at reducere risikoen for, at handsken ruller ned fra ærmet.

Pakket parvis og er til engangsbrug.

Manchetten på hver handske er markeret med 'WRP', 'Hånd & str.'.



**Indholdsstoffer/materiale:** Naturlig gummi latex

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Ja

**CE klassifikation:** Klasse IIa

**Steril vare:** Ja - gammasteriliseret

**Særlig mærkning:** EN 455-1, -2, -3, -4, 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009, EN 374-2:2003, En 374-3:2003, EN 388:2003, ASTM D3577

**Opbevaring:** Mørkt og tørt, ved stuetemperatur

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 3 år

**Bortskaffelse vare:** Bortskaffes som medicinsk kontamineret affald

**Bortskaffelse emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

Profeel DHD Micro latex OP handske, pudderfri, extra tynd, brun, steril

## MediQs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
5090301	Profeel DHD Micro latex	OP handske, pudderfri, extra tynd, brun, steril	str. 5,5	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P335534
5090302	Profeel DHD Micro latex	OP handske, pudderfri, extra tynd, brun, steril	str. 6,0	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3360-34
5090303	Profeel DHD Micro latex	OP handske, pudderfri, extra tynd, brun, steril	str. 6,5	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3365-34
5090304	Profeel DHD Micro latex	OP handske, pudderfri, extra tynd, brun, steril	str. 7,0	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3370-34
5090305	Profeel DHD Micro latex	OP handske, pudderfri, extra tynd, brun, steril	str. 7,5	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3375-34
5090306	Profeel DHD Micro latex	OP handske, pudderfri, extra tynd, brun, steril	str. 8,0	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3380-34
5090307	Profeel DHD Micro latex	OP handske, pudderfri, extra tynd, brun, steril	str. 8,5	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3385-34
5090308	Profeel DHD Micro latex	OP handske, pudderfri, extra tynd, brun, steril	str. 9,0	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3390-34

## Kvalitetskontrol – før afskibning

	Inspektionsniveau	AQL
Pinholes	G1	0,65

Dimensioner					
Størrelse	Længde min.	Bredde	Tykkelse ved finger	Tykkelse ved håndflade	Tykkelse ved manchete
5,5	278 mm	72 ± 4 mm	0,16 ± 0,02 mm	0,14 ± 0,02 mm	0,12 ± 0,02 mm
6,0	280 mm	77 ± 5 mm	0,16 ± 0,02 mm	0,14 ± 0,02 mm	0,12 ± 0,02 mm
6,5	280 mm	83 ± 5 mm	0,16 ± 0,02 mm	0,14 ± 0,02 mm	0,12 ± 0,02 mm
7,0	283 mm	89 ± 5 mm	0,16 ± 0,02 mm	0,14 ± 0,02 mm	0,12 ± 0,02 mm
7,5	287 mm	95 ± 5 mm	0,16 ± 0,02 mm	0,14 ± 0,02 mm	0,12 ± 0,02 mm
8,0	288 mm	102 ± 6 mm	0,16 ± 0,02 mm	0,14 ± 0,02 mm	0,12 ± 0,02 mm
8,5	290 mm	108 ± 6 mm	0,16 ± 0,02 mm	0,14 ± 0,02 mm	0,12 ± 0,02 mm
9,0	290 mm	114 ± 6 mm	0,16 ± 0,02 mm	0,14 ± 0,02 mm	0,12 ± 0,02 mm