

PRODUKTDATABLAD

Profeel DHD Synthetic neopren operationshandske, brun, pudderfri, steril

Profeel DHD Synthetic Neopren OP handske er latex- og pudderfri. Denne handske er specielt designet med henblik på øget komfort og brugervenlighed.

Anatomisk formet, der gør den behagelig at have på. Den er 100% syntetisk og indeholder derfor ingen latexproteiner, som kan virke allergifremkaldende.

Har let nubret overflade, som sikrer et ekstra godt greb i våde omgivelser.

Handsken har indvendig polymercoating, som muliggør handskepåtagning selv med let fugtige hænder (DHD – damp hand donning).

Manchetten har rullekant der reducerer risikoen for, at handsken ruller ned fra ærmet.

Manchetten på hver handske er markeret med 'Profeel Non-Latex', højre og venstre samt str.

Pakket parvis og er til engangsbrug.



| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Indholdsstoffer/materiale: | Neopren |
| PVC/ftalater: | Nej/Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | Klasse IIa |
| Steril vare: | Ja - gammasteriliseret |
| Særlig mærkning: | - |
| Opbevaring: | Mørkt og tørt, ved stuetemperatur |

PRODUKTDATABLAD

Profeel DHD Synthetic neopren operationshandske, brun, pudderfri, steril

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

Bortskaffelse vare: Bortskaffes som medicinsk kontamineret affald

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|-----------------------|---|----------|--------------------------------|----------|
| 5090760 | Profeel DHD Synthetic | Neopren OP handske, brun, pudderfri, steril | str. 6,0 | Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker | P3260-24 |
| 5090765 | Profeel DHD Synthetic | Neopren OP handske, brun, pudderfri, steril | str. 6,5 | Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker | P3265-24 |
| 5090770 | Profeel DHD Synthetic | Neopren OP handske, brun, pudderfri, steril | str. 7,0 | Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker | P3270-24 |
| 5090775 | Profeel DHD Synthetic | Neopren OP handske, brun, pudderfri, steril | str. 7,5 | Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker | P3275-24 |
| 5090780 | Profeel DHD Synthetic | Neopren OP handske, brun, pudderfri, steril | str. 8,0 | Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker | P3280-24 |
| 5090785 | Profeel DHD Synthetic | Neopren OP handske, brun, pudderfri, steril | str. 8,5 | Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker | P3285-24 |
| 5090790 | Profeel DHD Synthetic | Neopren OP handske, brun, pudderfri, steril | str. 9,0 | Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker | P3290-24 |

Kvalitetskontrol – før afskibning

AQL

Pinholes 0,65

| Dimensioner | | | | | |
|-------------|-------------|------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Størrelse | Længde min. | Bredde | Tykkelse ved finger | Tykkelse ved håndflade | Tykkelse ved manchete |
| 5,5 | 278 mm | 72 ± 4 mm | Min. 0,20 mm | Min. 0,15 mm | Min. 0,13 mm |
| 6,0 | 280 mm | 77 ± 5 mm | Min. 0,20 mm | Min. 0,15 mm | Min. 0,13 mm |
| 6,5 | 280 mm | 83 ± 5 mm | Min. 0,20 mm | Min. 0,15 mm | Min. 0,13 mm |
| 7,0 | 283 mm | 89 ± 5 mm | Min. 0,20 mm | Min. 0,15 mm | Min. 0,13 mm |
| 7,5 | 287 mm | 95 ± 5 mm | Min. 0,20 mm | Min. 0,15 mm | Min. 0,13 mm |
| 8,0 | 288 mm | 102 ± 6 mm | Min. 0,20 mm | Min. 0,15 mm | Min. 0,13 mm |
| 8,5 | 290 mm | 108 ± 6 mm | Min. 0,20 mm | Min. 0,15 mm | Min. 0,13 mm |
| 9,0 | 290 mm | 114 ± 6 mm | Min. 0,20 mm | Min. 0,15 mm | Min. 0,13 mm |

PRODUKTDATBLAD

Profeel DHD Synthetic neopren operationshandske, brun, pudderfri, steril