

PRODUKTDATABLAD

Pennine Guedel tungeholder

Sterile tungeholdere til operation. Forhindrer tungen i at blokere luftvejen og sikrer fri åndedræts passage via mundhule og svælg.

Farvekode indikerer størrelsen.

Anatomisk korrekt, fleksibel og der kan suges med sugekateter igennem tungeholderen.



| | |
|-----------------------------------|--|
| Indholdsstoffer/materiale: | Polyethylen, Polyoxymethylen |
| PVC/ftalater: | Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | Ila |
| Steril vare: | Ja |
| Opbevaring uåbnet: | Rent, tørt og køligt uden direkte sollys |
| Opbevaring åbnet: | Engangsprodukt |
| Holdbarhed uåbnet: | 5 år |
| Holdbarhed åbnet: | Engangsprodukt |
| Bortskaffelse af vare: | Affaldssortering (plast) |
| Kvalitetsstyringssystem: | ISO 5364:2016 |

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | nr | Indhold | Ref. nr. |
|---------|----------------|------------------------------------|----|----------------|----------|
| 1850113 | Pennine Guedel | Tungeholder, pink, 40 mm, steril | 00 | Æske a 100 stk | |
| 1850106 | Pennine Guedel | Tungeholder, blå, 50 mm, steril | 0 | Æske a 100 stk | GA-9300 |
| 1850107 | Pennine Guedel | Tungeholder, sort, 60 mm, steril | 1 | Æske a 100 stk | GA-9310 |
| 1850108 | Pennine Guedel | Tungeholder, hvid, 70 mm, steril | 2 | Æske a 100 stk | GA-9311 |
| 1850109 | Pennine Guedel | Tungeholder, gul, 90 mm, steril | 4 | Æske a 80 stk | GA-9312 |
| 1850110 | Pennine Guedel | Tungeholder, rød, 100 mm, steril | 5 | Æske a 100 stk | GA-9313 |
| 1850111 | Pennine Guedel | Tungeholder, orange, 110 mm steril | | Æske a 100 stk | GA-9314 |
| 1850112 | Pennine Guedel | Tungeholder, lilla, 120 mm, steril | 6 | Æske a 100 stk | GA-9315 |