

PRODUKTDATABLAD

Medicinjål med tilhørende låg

Medicinjål og låg beregnet til flydende medicin eller til tabletter. Til én gang brug.

Fremstillet i klar plast med graduering pr. 1 milliliter, og ekstra markering pr. 5 milliliter

Medicinjålene kan leveres i 5 forskellige farver.

Lågene klemmes fast på bægeret, og sidder dermed så godt fast, at pillerne ikke falder ud, selvom bægeret vælter.



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Medicinsk udstyr kl.1-m
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	Ingen
Opbevaring uåbnet:	Tørt og rent, væk fra direkte sollys
Opbevaring åbnet:	Tørt og rent, væk fra direkte sollys
Holdbarhed uåbnet:	Ubegrænset
Holdbarhed åbnet:	Ubegrænset
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af inderemballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af yderemballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATABLAD

Medicinmål med tilhørende låg

Sortimentsoversigt

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
7769000	Medicinmål med graduering, 30 ml, natur	pk. a 80 stk.	PK	01250
7769001	Medicinmål med graduering, 30 ml, gul	pk. a 80 stk.	PK	01251
7769002	Medicinmål med graduering, 30 ml, rød	pk. a 80 stk.	PK	01253
7769003	Medicinmål med graduering, 30 ml, blå	pk. a 80 stk.	PK	01252
7769004	Medicinmål med graduering, 30 ml, grøn	pk. a 80 stk.	PK	01254
7769006	Låg til 30 ml medicinmål	pk. a 500 stk.	PK	00264
7769008	Medicinmål, bredt, med graduering, 30 ml, klar	pk a 50 stk krt a 40 pk	PK	10300