

PRODUKTDATABLAD

Kliniderm Superabsorberende bandage m/væskeafvisende bagside, steril/usteril

Kliniderm Superabsorberende bandager er beregnet til anvendelse på moderat til kraftigt væskende sår. Produktet indeholder superabsorbanter (polymer) som absorberer mange gange sin egen vægt og "låser" væsken i bandagen.

Kliniderm Superabsorberende bandager kan i mindre mængder absorbere blod, hvilket minimerer risikoen for maceration af den omkringliggende hud.

Bandagerne har en semipermeabel, væskeafvisende grøn bagside og produktet indeholder ingen klæbe- eller bindemidler.

Bandagerne kan anvendes under kompression

Findes i sterile og usterile varianter.

De sterile varianter er EO steriliserede.

Kan ikke tilklippes.



| | |
|---------------------------------------|--|
| Indholdsstoffer: | Polymer, cellulose, polypropylen |
| PVC/phtalater: | Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | CE IIb |
| Steril vare: | Ja/nej |
| Holdbarhed: | 3år (steril), 5år (usteril) |
| Opbevaring: | Tørt, ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys |
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse inder emballage: | Forbrænding/genbrug |
| Bortskaffelse yder emballage: | Forbrænding/genbrug |

PRODUKTDATABLAD

Kliniderm Superabsorberende bandage m/væskeafvisende bagside, steril/usteril

Sortimentsoversigt

| Varenr. | Varefamilie | Varebeskrivelse | Størrelse | Indhold | Ref. nr. |
|---------|--------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|----------|
| 4272260 | Kliniderm Superabsorberende | bandage med væskeafvisende bagside, steril | 7,5 cm x 7,5 cm | æske a 50 stk - krt a 8 æsker | 40511700 |
| 4272261 | Kliniderm Superabsorberende | bandage med væskeafvisende bagside, steril | 10 cm x 10 cm | æske a 50 stk - krt a 8 æsker | 40511701 |
| 4272262 | Kliniderm Superabsorberende | bandage med væskeafvisende bagside, steril | 10 cm x 20 cm | æske a 50 stk - krt a 8 æsker | 40511702 |
| 4272263 | Kliniderm Superabsorberende | bandage med væskeafvisende bagside, steril | 20 cm x 20 cm | æske a 15 stk - krt a 8 æsker | 40511703 |
| 4272264 | Kliniderm Superabsorberende | bandage med væskeafvisende bagside, steril | 20 cm x 30 cm | æske a 10 stk - krt a 8 æsker | 40511704 |
| 4272265 | Kliniderm Superabsorberende | bandage med væskeafvisende bagside, steril | 20 cm x 40 cm | æske a 10 stk - krt a 8 æsker | 40511705 |
| | | | | | |
| 4272267 | Kliniderm Superabsorberende | bandage med væskeafvisende bagside, usteril | 10 cm x 10 cm | æske a 100 stk - krt a 6 æsker | 40511710 |
| 4272268 | Kliniderm Superabsorberende | bandage med væskeafvisende bagside, usteril | 10 cm x 20 cm | æske a 50 stk - krt a 6 æsker | 40511711 |
| 4272269 | Kliniderm Superabsorberende | bandage med væskeafvisende bagside, usteril | 20 cm x 20 cm | æske a 50 stk - krt a 3 æsker | 40511712 |
| 4272270 | Kliniderm Superabsorberende | bandage med væskeafvisende bagside, steril | 15 cm x 20 cm | æske a 10 stk - krt a 4 æsker | 40511708 |
| 4272271 | Kliniderm Superabsorberende | bandage med væskeafvisende bagside, steril | 10 cm x 20 cm | æske a 10 stk | 40511713 |