

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protection forklæde

Beskyttelsesforklæder

Mediq tilbyder et bredt udvalg af forklæder i klar og farvet plast, med eller uden ærmer.

Forklæderne ligger individuelt pakket i dispenseræsker, hvilket gør det at tage ét forklæde ad gangen.

Dispenseræskerne kan placeres i handskeholderen.

Anvendes til korte procedurer



Indholdsstoffer/materiale:	Polyethylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Ved stuetemperatur uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protection forklæde

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
5620140	Klinion Protection	Forklæde, hvid PE, 18my	85 cm x 140 cm	Æske á 80 stk. – krt á 10 æsker	522140
5620170	Klinion Protection	Forklæde, hvid PE, 18my	80 cm x 110 cm	Æske á 100 stk. – krt á 10 æsker	522110
5620172	Klinion Protection	Forklæde, hvid PE, 18my	80 cm x 125 cm	Æske á 100 stk. – krt á 10 æsker	522130
5620175	Klinion Protection	Forklæde med smæk, transparent, 25my	81 cm x 125 cm	Æske á 80 stk. – krt á 10 æsker	522701
5620178	Klinion Protection	Forklæde i plast, med ærme, blå, 30my	98 cm x 120 cm	Æske á 20 stk. – krt á 5 æsker	522706